

## Kanülen und Katheter

### Arterielle Femoralkanüle

- ▶ Kanüle besteht aus einem weichen PVC-Schlauch mit eingekapselter Edelstahldrahtverstärkung.
- ▶ Proximales Ende der Kanüle endet in einem 3/8"-Verbindungsstück mit ‚Widerhaken‘.
- ▶ Jede Kanüle wird mit Einführhilfe geliefert, die für einen Führungsdraht mit Durchmesser von 0,038" (0,97 mm) ausgelegt ist.



Artikelnummer A18102P

Femoral-Kanüle			
Bezeichnung	Größe (Fr)	mit Nahtring	ohne Nahtring
mit Konnektor	18	A18101P	A18101PW
	20	A20101P	A20101PW
	22	A22101P	A22101PW
mit Luer-Konnektor	18	A18102P	A18102PW
	20	A20102P	A20102PW
	22	A22102P	A22102PW

### Aorten Katheter



Artikelnummer AC241342HLW



Artikelnummer AC301342

