

Bouchot Retraktor (Ultradünne Wand & wiederverwendbar)




- zieht die Mitralklappenflügel zurück
- sofortiges Aufdehnen, ist repositionierbar
- ist atraumatisch
- keine Retraktionsnähte nötig
- in 4 Größen verfügbar um anatomische Unterschiede abzudecken

Perfekte Darstellung der subvalvulären Anatomie der Mitralklappe



Subvalvuläre Anatomie der Mitralklappe schlecht zu sehen?



Dann kann Ihnen der Bouchot Retraktor hilfreich sein!



Ø 36 mm
DC81050-00



Ø 40 mm
DC81050-01



Ø 40 mm
DC81050-02



Ø 48 mm
DC81050-03

Sterilisations-
Behälter

Artikelnummer
0600406

