


Titan Clip und Zangen



EVEREST TITANIUM LIGATING CLIPS			
Artikelnummer	Größe	Farbe	Inhalt
EVC060	Micro	Weiss	30 Kartuschen á 6 Clips
EVC010	Small	Rot	30 Kartuschen á 6 Clips
EVC011	Small	Gelb	30 Kartuschen á 6 Clips
EVC020	Medium	Blau	30 Kartuschen á 6 Clips
EVC030	Medium-Large	Grün	20 Kartuschen á 6 Clips
EVC040	Large	Orange	20 Kartuschen á 6 Clips
EVC010C-Y	Cardio Pack	Gelb	15 Kartuschen á 24 Clips
EVC020C	Cardio Pack	Blau	15 Kartuschen á 24 Clips
EVEREST TITANIUM LIGATING CLIPS APPLIERS			
Artikelnummer	Größe	Zangenlänge	Inhalt
EVC160	Micro	15cm	Gebogene Zangen
EVC161	Micro	20cm	Gebogene Zangen
EVC110	Small	15cm	Gebogene Zangen
EVC111	Small	20cm	Gebogene Zangen
EVC113	Small	28cm	Gebogene Zangen
EVC110-Y	Small	15cm	Gebogene Zangen
EVC111-Y	Small	20cm	Gebogene Zangen
EVC113-Y	Small	28cm	Gebogene Zangen
EVC120	Medium	15cm	Gebogene Zangen
EVC121	Medium	20cm	Gebogene Zangen
EVC123	Medium	28cm	Gebogene Zangen
EVC131	Medium-Large	20cm	Gebogene Zangen
EVC133	Medium-Large	28cm	Gebogene Zangen
EVC141	Large	20cm	Gebogene Zangen
EVC143	Large	28cm	Gebogene Zangen



Clip - einfach gut :

- ▶ Clip aus reinem Titan & somit MRT - und Röntgen kompatibel
- ▶ transverse Verzahnungen garantieren, dass der Clip nicht vom Gefäß rutscht
- ▶ kompletter Verschluss des Gefäßes durch den Chevron-Formclip
- ▶ präziser, intelligenter Anlegemechanismus für die Klippzange
- ▶ selbstklebende Rückseite der Patrone
- ▶ Diamantstaub beschichtete Applikatoren verhindern Verrutschen des Clips

Cardiopack

