

Sternumdraht und Nahtmaterial Meril

Meril Nahtmaterial



- ▶ hochwertige Fadenqualität mit japanischen MANI Nadeln
- ▶ konische Nadeln, die durch 9:1 Verjüngung dünn, schlank & kräftig sind, somit ausgezeichnetes Eindringen ins Gewebe ermöglichen
- ▶ gesamte Bandbreite der Nahtmaterialien vorhanden
- ▶ die Nadeln sind aus 300 Grad gehärtetem Edelstahl
- ▶ dieser Grad ist hinsichtlich der Dehnbarkeit und Formbarkeit weit besser als der 420 oder 470 Grad gehärtete Stahl, den die meisten Hersteller nutzen
- ▶ maßgeschneiderte Kundenwünsche sind realisierbar

Sternumdraht

Produktspezifikationen:

- rostfreier, biokompatibler Edelstahl
- monofilament & silberfarben
- Größen: 1,2,3,4,5,6 und 7
- verfügbare Längen: 45 & 75 cm
- Nadelabmessungen und -profile: große Vielfalt von 44 mm - 48 mm Nadeln mit stumpfen Spitzen und Schneidprofilen

Vorteile:
außergewöhnliche Zugfestigkeit
hervorragende Gewebeverträglichkeit

Indikation:
Sternumverschluß

