

Senso Protect Thermocover

Sterile Einweg-Abdeckung mit Teflon Beschichtung Senso Protect Thermocover für NaCl-Schüsseln

- ▶ wesentlich kürzere Aufwärmzeit im Vergleich zu herkömmlichen Produkten
- ▶ auch bei Überhitzung kein Verkleben des Bodens mit der Schale
- ▶ durch neuartig patentierten Bodenbereich sind hohe Temperaturen auch über einen längeren Zeitraum möglich

- ▶ **Die günstigere Alternative zur Aufbereitung von NaCl-Schüsseln**
- ▶ **Teflon-beschichtete Kontaktfläche**
- ▶ **Länge 105 cm**
- ▶ **Erspart die Sterilisation der Edelstahlschüssel**

Material:

Polyethylen /Nicexxx/Teflon

Abmessung Senso Protect Thermocover:

Länge 105 cm. Durchmesser 43 cm.

Neuer patentierter Boden 26 cm.

Im Schüsselbereich extrem hitzebeständig.

Einzel verpackt in Sterilbeutel

Art.Nr.: SY-04000

Verpackungseinheit: 80 Stück



Anwendung:

Senso Protect Thermocover wird mit dem patentierten Boden in die Temperierschale eingelegt und nach unten über den Heizplattenständer zur vollständigen Auskleidung und Abdeckung der Schale gezogen.

Vor Beheizung mit mindestens 1 Liter Flüssigkeit befüllen.