




Koronarmesser nach "MANI"

- › ermöglicht eine einfachere Schnitfführung an der Gefäßwand bei exzellenter Schärfe
- › abgewinkelte Klinge kann das Risiko reduzieren, die andere Seite der Gefäßwand zu verletzen



01
Skalpells mit dem Rücken parallel zur Gefäßwand ansetzen

02
Drücken Sie die Spitze sanft nach unten und vorne gegen die Gefäßwand

03
Die Spitze nach vorne bewegen und die Gefäßwand vorsichtig punktieren in Richtung der Gefäßhöhle

04
Das Skalpell abheben und den Gefäßschnitt beenden

